

Exportar Visor de SS/OT

Este capítulo orienta al usuario administrador sobre cómo hacer uso de servicios como la función Exportar Visor de AMsi.



Escrito por WIN Software

Jul 19, 2022


Exportar


Solicitudes								
Solicitud	Diagnóstico del Usuario	F/H. Creación	Estado	Activo	Solicitante	Responsable	Centro De Costo	Ubicación Física
216	Por favor lubricar ruedas de mesa de cirugía. Gracias	2023-06-09 13:07	CE	BMP	Verónica Baez Osorio	RAUL LOPEZ	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA
217	Por favor verificar pantalla del dispositivo, se ve borroso o en algunas ocasio...	2023-06-09 16:31	CE	CPU-987654321	Verónica Baez Osorio	RAUL LOPEZ	REGIONAL MEDELLIN SEDE	Adm.-Sistemas
234	Por favor actualizar la ofimática del computador, gracias	2023-11-29 14:42	CO	ACGE	Verónica Baez Osorio		DA-Manufactura	CAV-Fermentación
235	Por favor verificar el encendido y los botones del computador, gracias	2023-11-29 14:47	CO	ACGE	Verónica Baez Osorio		DA-Manufactura	CAV-Fermentación
243	Buen día. Por favor alinear y rectificar Activo. Las medidas son están siendo ...	2024-02-23 09:29	CE	MAREBE	Verónica Baez Osorio	Efrén López	BP-Bascula y Pesaje	Man-PEXT.Recepció
244	Buen día. Por favor alinear y rectificar Activo. Las medidas son están siendo ...	2024-02-23 09:29	AN	MAREBE	Verónica Baez Osorio	Efrén López	BP-Bascula y Pesaje	Man-PEXT.Recepció
245	Buen día. Por favor alinear y rectificar Activo. Las medidas son están siendo ...	2024-02-23 09:29	CE	MAREBE	Verónica Baez Osorio	Efrén López	BP-Bascula y Pesaje	Man-PEXT.Recepció
249	Por favor arreglar e inspeccionar, tengo inconvenientes con el dispositivo.	2024-05-20 14:38	EJ	BAN-MAQE-AV39	Verónica Baez Osorio	CARLOS CASTILLO	Clinica Nueva Sede Centro	CLIS-P01-URGENC
251	Buena tarde, por favor revisar el aire que no está funcionando bien, gracias	2024-05-20 15:06	CO	AA01	Verónica Baez Osorio	AIREAR	DA-Gastos Comunes	ASTX-TINTORERIA
252	Buena tarde, por favor, revisar el control y las palancas ya que no es fácil man...	2024-06-24 14:53	CE	BMP	Verónica Baez Osorio	CARLOS CASTILLO	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA
254	Por favor hacer una revisión ya que tenemos inconvenientes con la operación...	2024-07-09 15:49	AN	Cufetera rosada del pl...	Verónica Baez Osorio		DA-Manufactura	
255	Por favor no inicia el funcionamiento del equipo. Prende y se apaga, no es co...	2024-07-17 16:26	CO	** FT NKR **	Verónica Baez Osorio	LUCIANO QUINTERO	SG-Transito Mejoras	Patio Anexo
260	Por favor inspeccionar, ya que presenta algunos ruidos mientras está encendi...	2024-08-27 11:43	AN	AA01	Verónica Baez Osorio		DA-Gastos Comunes	ASTX-TINTORERIA
261	Por favor revisar y depurar la información del computador.	2024-08-30 16:05	CO	CPU-987654321	Verónica Baez Osorio	Margarita Pimiento	REGIONAL MEDELLIN SEDE	Adm.-Sistemas
264	Por favor revisar, no filtra bien, se sale el vapor por la mitad. Gracias	2024-09-06 15:57	CO	Equipo generico	Verónica Baez Osorio	Alberto Zapata	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA
265	por favor revisar, tengo un inconveniente con el encendido de este dispositivo.	2024-09-12 11:16	AS	CPU-987654321	Verónica Baez Osorio	CARLOS CASTILLO	REGIONAL MEDELLIN SEDE	Adm.-Sistemas
266	Por favor hacer reparación y cambio de bombillos de la oficina ya que presen...	2024-09-12 19:00	CO	AAV	Verónica Baez Osorio		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA

Registros por página: 30 1-17 de 17 / 166

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 15.71: AMsi - Exportar SS/OT

Esta opción  permite exportar los ítems o campos de la SS/OT de **AMsi**, bien sea, para exportar todos los registros o las provenientes de un subgrupo a un archivo de Excel que se descarga automáticamente en la estación cliente.

Para efectuar este proceso, dar clic en Exportar . Según la configuración de **AMsi** los campos pueden variar según se solicite SS/OT.

- Las siguientes opciones son para exportar algunos campos de las SS:




Imagen 15.72: AMsi - Exportar SS

- Las siguientes opciones son para exportar algunos campos de las OT (en caso de tener la configuración de envío de OTs.)




Imagen 15.73: AMsi - Exportar OT

En la gráfica anterior, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos:

Exportar Visor: Esta opción exporta todos los registros seleccionados en el visor mediante un subgrupo.

Exportar Todos los Registros: Esta opción exporta todos los registros bien de SS/OT en la base de datos, sin importar cualquier subgrupo activo.

Luego de escoger una de las opciones anteriores, en la parte inferior aparece seleccionado por defecto el recuadro ☐ **Exportar Todas las Columnas** pero si se prefiere uno o varios, se debe des-seleccionar y a continuación hacer clic en los recuadros a exportar, una vez elegida la información, dar a clic en el botón inferior **EXPORTAR** el cual genera un archivo de Excel que se descarga automáticamente. El objetivo de esta exportación es llevar toda la información de los SS/OT a un archivo plano para luego ser analizadas.