

Ventana principal

Se explica la ventana visor, árbol de activos, indicadores, búsquedas rápidas y cómo filtrar por Subgrupos.



Escrito por WIN Software

Ventana Principal de Activos

Infraestructura	Activos	Almacén	Kárdex	Combustibles	Programas	Solicitudes	Paros	Órdenes	Historia	Administración	⋮																																																																																																																																																																																																																									
Activo <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> Código ^ <ul style="list-style-type: none"> ADAV-AP-01 ADAV-DW-01 ADAV-DW-02 ADAV-GB-01 ADAV-GB-02 ADAV-GB-03 ADAV-GB-04 ADAV-GB-05 ADAV-GB-06 ADAV-GB-07 ADAV-GB-08 ADAV-GB-copia </div> <div style="width: 30%; position: relative;"> MODIFICAR ACTIVOS <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> Modificar Masivamente Actualizar contadores Cruces de Activos </div> </div> <div style="width: 40%;"> Activos </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Indicadores</th> <th>Centro de Costo</th> <th>Ubicación Física</th> <th>Activo Fijo</th> <th>Cod. Barras Int.</th> <th>Serial</th> <th>Alias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>Investigación</td> <td>CCE53PT3-SALA ACADE...</td> <td>1764</td> <td>N/A</td> <td>B1307161069030038</td> <td>TM-AD-01</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Cirugía</td> <td>CCE52PT2-CIRUGIA</td> <td>479</td> <td></td> <td>44401124-20000303</td> <td>CX-DW-01</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Cirugía</td> <td>CCE52PT2-CIRUGIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Investigación</td> <td>CCE53PT3-SALA ACADE...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Investigación</td> <td>CCE53PT3-SALA ACADE...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Investigación</td> <td>CCE53PT3-SALA ACADE...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Investigación</td> <td>CCE53PT3-SALA ACADE...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Investigación</td> <td>CCE53PT3-SALA ACADE...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Unidad de Cardiología</td> <td>CCE5PT2-CARDIO SAL...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Unidad de Cardiología</td> <td>CCE5PT2-CARDIO SAL...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Investigación</td> <td>CCE53PT3-SALA ACADE...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Rayos X</td> <td>CCE51PT3-SALA DE LEC...</td> <td>FALTA</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Rayos X</td> <td>CCE51PT3-SALA DE LEC...</td> <td>FALTA</td> <td>N/A</td> <td>275172</td> <td>RX-MC-01</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Rayos X</td> <td>CCE51PT3-SALA DE LEC...</td> <td>FALTA</td> <td>N/A</td> <td>302627</td> <td>RX-MC-02</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Rayos X</td> <td>CCE51PT3-SALA DE LEC...</td> <td>FALTA</td> <td>N/A</td> <td>3374673</td> <td>RX-MC-03</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Rayos X</td> <td>CCE51PT3-SALA DE LEC...</td> <td>2178</td> <td>N/A</td> <td>A709Z-W00-QAX9-8T8...</td> <td>RX-RV-01</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Rayos X</td> <td>CCE51PT3-SALA DE LEC...</td> <td>2180</td> <td>N/A</td> <td>A709Z-W00-2873-90G...</td> <td>RX-RV-02</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Rayos X</td> <td>CCE51PT3-SALA DE LEC...</td> <td>2179</td> <td>N/A</td> <td>A709Z-W00-DUR7-WD...</td> <td>RX-RV-03</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Rayos X</td> <td>CCE51PT3-SALA DE LEC...</td> <td>2181</td> <td>N/A</td> <td>A709Z-W00-ZW55-1F8...</td> <td>RX-RV-04</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Cirugía</td> <td>CCE52PT2-CIRUGIA CUA...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Cirugía</td> <td>CCE52PT2-CIRUGIA CUA...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Cirugía</td> <td>CCE52PT2-CIRUGIA CUA...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Cirugía</td> <td>CCE52PT2-CIRUGIA CUA...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Ecoografía y Endoscopia</td> <td>CCE51PT2-ENDOSCOPIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Servicios Generales</td> <td>ACES1P-PORTERIA</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>035TRG0451</td> <td>SG-RD-01</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Servicios Generales</td> <td>CCE51PT3-INFORMACION</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>035TRG042J</td> <td>SG-RD-02</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Servicios Generales</td> <td>CCE51PT3-INFORMACION</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>035TRG04X5</td> <td>SG-RD-03</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Servicios Generales</td> <td>CCE51PT2-URGENCIAS ...</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>035TRG04RV</td> <td>SG-RD-04</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Servicios Generales</td> <td>CCE56PT2-OE-RECUPERAR</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>035TRG04RG</td> <td>SG-RD-05</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Servicios Generales</td> <td>CCE51PT3-OE-JEFE SER...</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>035TRG04X4</td> <td>SG-RD-06</td> </tr> </tbody> </table>												Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Activo Fijo	Cod. Barras Int.	Serial	Alias	●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...	1764	N/A	B1307161069030038	TM-AD-01	●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA	479		44401124-20000303	CX-DW-01	●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA					●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...					●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...					●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...					●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...					●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...					●	Unidad de Cardiología	CCE5PT2-CARDIO SAL...					●	Unidad de Cardiología	CCE5PT2-CARDIO SAL...					●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...					●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	FALTA	N/A			●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	FALTA	N/A	275172	RX-MC-01	●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	FALTA	N/A	302627	RX-MC-02	●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	FALTA	N/A	3374673	RX-MC-03	●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	2178	N/A	A709Z-W00-QAX9-8T8...	RX-RV-01	●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	2180	N/A	A709Z-W00-2873-90G...	RX-RV-02	●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	2179	N/A	A709Z-W00-DUR7-WD...	RX-RV-03	●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	2181	N/A	A709Z-W00-ZW55-1F8...	RX-RV-04	●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA CUA...					●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA CUA...					●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA CUA...					●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA CUA...					●	Ecoografía y Endoscopia	CCE51PT2-ENDOSCOPIA					●	Servicios Generales	ACES1P-PORTERIA	N/A	N/A	035TRG0451	SG-RD-01	●	Servicios Generales	CCE51PT3-INFORMACION	N/A	N/A	035TRG042J	SG-RD-02	●	Servicios Generales	CCE51PT3-INFORMACION	N/A	N/A	035TRG04X5	SG-RD-03	●	Servicios Generales	CCE51PT2-URGENCIAS ...	N/A	N/A	035TRG04RV	SG-RD-04	●	Servicios Generales	CCE56PT2-OE-RECUPERAR	N/A	N/A	035TRG04RG	SG-RD-05	●	Servicios Generales	CCE51PT3-OE-JEFE SER...	N/A	N/A	035TRG04X4	SG-RD-06
Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Activo Fijo	Cod. Barras Int.	Serial	Alias																																																																																																																																																																																																																														
●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...	1764	N/A	B1307161069030038	TM-AD-01																																																																																																																																																																																																																														
●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA	479		44401124-20000303	CX-DW-01																																																																																																																																																																																																																														
●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA																																																																																																																																																																																																																																		
●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Unidad de Cardiología	CCE5PT2-CARDIO SAL...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Unidad de Cardiología	CCE5PT2-CARDIO SAL...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Investigación	CCE53PT3-SALA ACADE...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	FALTA	N/A																																																																																																																																																																																																																																
●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	FALTA	N/A	275172	RX-MC-01																																																																																																																																																																																																																														
●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	FALTA	N/A	302627	RX-MC-02																																																																																																																																																																																																																														
●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	FALTA	N/A	3374673	RX-MC-03																																																																																																																																																																																																																														
●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	2178	N/A	A709Z-W00-QAX9-8T8...	RX-RV-01																																																																																																																																																																																																																														
●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	2180	N/A	A709Z-W00-2873-90G...	RX-RV-02																																																																																																																																																																																																																														
●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	2179	N/A	A709Z-W00-DUR7-WD...	RX-RV-03																																																																																																																																																																																																																														
●	Rayos X	CCE51PT3-SALA DE LEC...	2181	N/A	A709Z-W00-ZW55-1F8...	RX-RV-04																																																																																																																																																																																																																														
●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA CUA...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA CUA...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA CUA...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Cirugía	CCE52PT2-CIRUGIA CUA...																																																																																																																																																																																																																																		
●	Ecoografía y Endoscopia	CCE51PT2-ENDOSCOPIA																																																																																																																																																																																																																																		
●	Servicios Generales	ACES1P-PORTERIA	N/A	N/A	035TRG0451	SG-RD-01																																																																																																																																																																																																																														
●	Servicios Generales	CCE51PT3-INFORMACION	N/A	N/A	035TRG042J	SG-RD-02																																																																																																																																																																																																																														
●	Servicios Generales	CCE51PT3-INFORMACION	N/A	N/A	035TRG04X5	SG-RD-03																																																																																																																																																																																																																														
●	Servicios Generales	CCE51PT2-URGENCIAS ...	N/A	N/A	035TRG04RV	SG-RD-04																																																																																																																																																																																																																														
●	Servicios Generales	CCE56PT2-OE-RECUPERAR	N/A	N/A	035TRG04RG	SG-RD-05																																																																																																																																																																																																																														
●	Servicios Generales	CCE51PT3-OE-JEFE SER...	N/A	N/A	035TRG04X4	SG-RD-06																																																																																																																																																																																																																														
<small>Registros por página: 100 1-100 de 6110 / 6110</small> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> « Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página » </div>																																																																																																																																																																																																																																				

Imagen 3.2: Ventana Principal Activos

A esta ventana se llega haciendo clic sobre la opción **Activos** del Menú Principal. A través de ella se ejecutan todas las funciones dedicadas a administrar los Activos/Equipos. A continuación se ilustran las porciones que la componen:

Ventana Visor

Infraestructura	Activos	Almacén	Kárdex	Combustibles	Programas	Solicitudes	Paros	Órdenes	Historia	Administración	⋮
Activos NUEVO											
Código ~	Descripción	Estado	Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Activo Fijo	Cod. Barras Int.	Serial	Alias		
** FT NKR **	FICHA NKR	A - En Operación	● ● ○	PE-Arandela	Patio Anexo						
** FT NPR ***	FICHA NPR	A - En Operación	● ● ○	SG-Transito Mejoras	Planta discos agrícolas						
001020	TRANSPORTADOR 1 DE TORTA DE FIP	A - En Operación	● ● ○	Centro de Costo Genérico	CLIS-P01-URGENCIAS						
200.232.01INT	INTERRUPTOR 1 MT MOTOR PPAL	A - En Operación	● ● ○	DA-Manufactura	ALK-VENECIA						
200.232.02INT	INTERRUPTOR 2 MT MOTOR PPAL	A - En Operación	● ● ○	DA-Manufactura	ASTILLERO DH						
2101	SISTEMA DE TRANSPORTE 2101 j	A - En Operación	● ● ○	DA-Línea Agrícola	ELAB-Cocimiento						
2101M01	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 1 DE TORTA DE ...	A - En Operación	● ● ○	DA-Línea Agrícola	ELAB-Cocimiento						
2101M02	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 2 DE TORTA DE ...	A - En Operación	● ● ○	DA-Línea Agrícola	ELAB-Cocimiento						
2101M03	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 3 DE TORTA DE ...	A - En Operación	● ● ○	PE-Prensas Embraques	CLIS-P01-URGENCIAS.C...						
2101M04	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 4 DE TORTA DE ...	A - En Operación	● ● ○	DA-Línea Agrícola	ELAB-Cocimiento						
2101RD	REDUCTOR TRANSPORTADOR 1 DE TORTA DE FIP	A - En Operación	● ● ○	ADMINISTRACION	CLIS-P01-URGENCIAS.C...						
2105	SISTEMA DE RECIRCULACION FIP	I - Overhaul	● ● ○	PE-Veltones	FC-FUN.CORTE Y PESAJE	23-45678	0225	HU65ER32	BOMBON		
2105P1	BOMBA RECIRCULACION N.1 FIP	A - En Operación	● ● ○	PE-Platos de presión	FC-FUN.CORTE Y PESAJE	23-45678		HU65ER32	BOMBON		
300.303.01INT	INTERRUPTOR 1 MOTOR MT PRIMERA ETAPA	A - En Operación	● ● ○	ALGODON	ASTX-ACABADO						
3201	CALDERA N.1	A - En Convenio	● ● ○	DS-Departamento Servicios	BOG-BBL_P03-DESPACHO	AFCAL3201		796TIGUIT8RT786	NEGRITA		
3201B0	BOMBA ALIM. CALDERA N.1	A - En Convenio	● ● ○	DS-Departamento Servicios	BOG-BBL_P03-DESPACHO			796TIGUIT8RT786			
3201PM	PROGRAMADOR CALDERA N.1	A - En Convenio	● ● ○	DS-Departamento Servicios	BOG-BBL_P03-DESPACHO			796TIGUIT8RT786			
3201QM	QUEMADOR CALDERA N.1	A - En Convenio	● ● ○	DS-Departamento Servicios	BOG-BBL_P03-DESPACHO			796TIGUIT8RT786			
3203	CALDERA N.3	A - En Operación	● ● ○	ACABADO	BOG-BBL_P03-DESPACHO			7GIGUIT8RT786			
3203B0	BOMBA ALIM. CALDERA N.3	A - En Operación	● ● ○	DS-Departamento Servicios	BOG-BBL_P03-DESPACHO			796TUIT8RT786			
3221	CALDERA N.21	A - En Convenio	● ● ○	ALGODON	BASE PALANQUERO	AFCAL322112		796TIGUIT8RT7555	blanquita		
35901	LINEA DE FRITURA Y SABORIZACION	A - En Operación	● ● ○	CC-GENERALICO	UF-GENERALICA						
35901.13	TANQUE FRITURA LINEA DE F Y S	A - En Operación	○ ○ ○	CC-GENERALICO	UF-GENERALICA						
35901.75	CILINDRO SABOR LINEA DE F Y S	A - En Operación	● ● ○	CC-GENERALICO	UF-GENERALICA						
400-01	RECUBRIDORA N.1	A - En Operación	● ● ○	HI-Hilatura	PA-Z1.Embobinado			9176RTG98765TTIUY			
400-01ME	MOTOR EMBRAGUE RECUB. N.1	A - En Operación	● ● ○	HI-Hilatura	PA-Z1.Embobinado			089YOYHHLBB			
400-02	RECUBRIDORA N.2	A - En Operación	● ● ○	HI-Hilatura	PA-Z1.Embobinado			9176RTG98765TTIUY			
400-02MS	MOTOR SERVO RECUB. N.2	A - En Operación	● ● ○	HI-Hilatura	PA-Z1.Embobinado			089YOYHHLBB			
400-03	RECUBRIDORA N.3	A - En Operación	● ● ○	HI-Hilatura	PA-Z1.Embobinado			9176RTG98765TTIUY			
400-03MS	MOTOR SERVO RECUB. N.3	A - En Operación	● ● ○	HI-Hilatura	PA-Z1.Embobinado			089YOYHHLBB			

Imagen 3.3: Ventana Visor Activos

Desde esta ventana es posible observar los Activos/Equipos existentes. Se listan todos o una selección o subgrupo de ellos. El conjunto de Activos/Equipos disponibles a ser desplegados se muestran a través de páginas. El tamaño de las páginas es configurable desde el módulo de

Administración por parte de quien tenga acceso a él.

Por medio de un clic sobre alguno de los Activos/Equipos del Visor el sistema responde mostrando la información de ese registro, en forma detallada, en una ventana llamada Ventana Detalle.


Los títulos en azul que encabezan las columnas son también botones que permiten ordenar la tabla, según el título seleccionado.

El sistema permite hacer desplazamiento vertical de los registros con las teclas de desplazamiento.

Ventana Submenú de Activos

Ir a AC

Esta opción de búsqueda rápida se encuentra ubicada al lado superior derecho de la ventana Visor. Al darle clic al ícono , se abre un campo al lado izquierdo que indica la información que debe ingresarse, bien sea, el código completo o serial del Activo. Luego de digitar la información, se presiona la tecla **Enter ↲** y a continuación se sombra el Activo deseado en el Visor:



The screenshot shows a software interface for asset management. At the top, there's a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Combustibles, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, Administración, and a more button. Below the navigation bar is a search bar containing the text "COA". A red box highlights the search bar and the column header "Código ^". The main area is a grid table with columns: Código ^, Descripción, Estado, Indicadores, Centro de Costo, Ubicación Física, Activo Fijo, Cod. Barras Int., Serial, and Alias. The "Código ^" column contains various asset codes like CC-049SE, CO02, CO0221, etc. The "Descripción" column provides a brief description of each asset. The "Estado" column shows operational status. The "Indicadores" column contains small colored circles (green, purple, orange). The "Centro de Costo" column lists cost centers like DA-Gastos Comunes, DS-Departamento Servicios, ALGODON, etc. The "Ubicación Física" column details physical locations such as Almacen Repuestos, Restaurante, Taller Mantenimiento, etc. The "Activo Fijo" column indicates if it's a fixed asset. The "Cod. Barras Int." column shows barcode identifiers. The "Serial" column lists serial numbers. The "Alias" column lists alternative names. A red box highlights the row for "COA CORRUGADOR A". At the bottom of the grid, there are buttons for Primera Página, Anterior, Siguiente, and Última Página, with the page number "4" in the center.

Imagen 3.4: Ir a AC

En caso de escribir el código con algún error, el sistema muestra un mensaje de alerta indicando que el Activo no existe.

Infraestructura	Activos	Almacén	Kárdex	Programas	Solicitudes	Paros	Órdenes	Historia	Administración	...
Activos NUEVO										
Código	Descripción ^	Estado	Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Referencia	Serial	Activo Fijo	Alias	...
300.303.01INT	INTERRUPTOR 1 MOTOR MT PRIMERA ETAPA	A - En Operación	●	ALGODON	ASTX-ACABADO	EATON MOELLER				I
200.232.01INT	INTERRUPTOR 1 MT MOTOR PPAL	A - En Operación	●	DA-Manufactura	ASTILLERO DH	EATON MOELLER				I
200.232.02INT	INTERRUPTOR 2 MT MOTOR PPAL	A - En Operación	●	DA-Manufactura	ASTILLERO DH	EATON MOELLER				I
IJA	JARDINES, ZONAS VERDES	A - En Operación								
JUJUJUJUJ	JUEGO N. 1 DE TORNILLOS PRENSA	A - En Operación								
JUTOR-01	JUEGO N. 2 DE TORNILLOS PRENSA	A - En Operación								
JUTOR-02	JUEGO N. 3 DE TORNILLOS PRENSA	A - En Operación								
JUTOR-03	JUEGO N. 4 DE TORNILLOS PRENSA	A - En Operación								
JUTOR-04	JUEGO N. 5 DE TORNILLOS PRENSA	A - En Operación								
JUTOR-05	JUEGO TORNILLOS CAJA PRENSADO PRENSA N...	A - En Operación								
PRE-10TN-01C...	JUEGO TORNILLOS CAJA PRENSADO PRENSA N...	A - En Operación								
PRE-10TN-02C...	JUEGO TORNILLOS CAJA PRENSADO PRENSA N...	A - En Operación								
JU01	JUNTANT N.1	A - En Operación								
JU07	JUNTANT N.7	A - En Operación								
TIN129	KW T800 TIN129	A - En Operación								
TIN130	KW T800 TIN130	A - En Operación								
TIN131	KW T800 TIN131	A - En Operación								
BLA	LABORATORIO	A - En Operación	●	TR-Campos Chir. QL0775	Adm. Proyectos					
LAM	Laminador	A - En Operación	●	CC-GENERIC	UF-GENERIC					
LAMCODF	Laminador Cont. Duo Farre	A - En Operación	●	FINCC	AL-BODEGA 1					
LAMCO	Laminador Continuo	A - En Operación	●	FINCC	AL-BODEGA 1					
LAMDS	Laminador Deebastador	A - En Operación	●	FINCC	AL-BODEGA 1					
SOLV01	Laminadora Solvent N.1	A - En Operación	●	FINCC	AL-BODEGA 1	LANH876	WPOEIRFPOWUIERF	34-87UY		
LAMPFLD40001	LAMPARA FL. LUZ DIA 40	A - En Operación	●	Oficinas Administrativas	UF-GENERIC	LLFLD	123			
LAMPFLD40002	LAMPARA FL. LUZ DIA 40	A - En Operación	●	Oficinas Administrativas	UF-GENERIC	LLFLD	876			
LAMPFLD40003	LAMPARA FL. LUZ DIA 40	A - En Operación	●	Oficinas Administrativas	UF-GENERIC	LLFLD	765			
BFE	LAMPARAS Y FUENTES DE LUZ	A - En Operación		CC-GENERIC	UF-GENERIC					
BLP	LAPAROSCOPIA	A - En Operación		CC-GENERIC	UF-GENERIC					
OLV	LAVANDERIA	A - En Operación		CC-GENERIC	UF-GENERIC					
L1PA	LINEA 1 DE PANADERIA	A - En Operación	●	CC-GENERIC	ELAB-Cocimiento					

Registros por página: 60 241-300 de 553 / 553

« Primera Página < Anterior 5 Siguiente > Última Página »

Imagen 3.5: Mensaje Alerta - Ir a AC

Indicadores

Es posible visualizar de manera inmediata, los Activos que son raíz o padre, ubicaciones técnicas, componentes intercambiables. También, si tienen asociada Multimedia, características técnicas y biomédicas directamente desde la ventana visor, a través de la columna “Indicadores” que muestra una pelota de color que indica el tipo de información definida y asociada. El significado del color de cada pelota, se puede ver en el recuadro de Indicadores ubicado en la parte superior derecha de la ventana visor.

Imagen 3.6: Activos - Indicadores

El significado de los colores se visualiza al sobreponer el cursor sobre el ícono ! que se encuentra al extremo superior derecho y su correspondencia es:

- **Verde:** Activos definidos con AC-Raíz como Sí.
- **Rojo:** Activos con estado Inactivo. (Este estado desactiva los programas asociados a este Activo, asimismo se inhabilita en los listados AMsi).
- **Amarillo:** Activos definidos como Ubicación Técnica.

- **Café Oscuro:** Activos definidos como Componentes Intercambiables y que están asociados a una Ubicación Técnica.
- **Morado:** Activos que tienen asociadas Características Técnicas en la pestaña de Características.
- **Naranja:** Activos que tienen asociados archivos de imágenes, videos y/o documentos en la pestaña Multimedia.
- **Blanco:** Activos definidos como Ubicación Técnica o Componentes Intercambiables y que no están asociados a Componentes Intercambiables o Ubicación Técnica, respectivamente, es decir, que están disponibles para ser asignados.
- **Negro:** Indica Activos que tienen alerta de tecnovigilancia.

Nota: Al usar la función de árbol de activos o despiece, para los activos que son ubicaciones físicas se muestra el activo componente que está contenido en ella:

Imagen 3.7: Ventana Activos - Ubicación Técnica

Para los activos que son componentes intercambiables se muestra su ubicación técnica:

Imagen 3.8: Ventana Activos - Activo Padre

Subgrupo

Se usa para filtrar grupos de Activos/Equipos que cumplen con un conjunto de filtros o criterios. El objetivo de hacerlo es realizar un estudio posterior sobre los registros seleccionados en el subgrupo. Para ingresar a esta opción se debe dar clic al , ubicado en la parte superior derecha de la ventana Visor de Activos.

Imagen 3.9: Activos - Ir a Subgrupo

Cada criterio trabaja en conjunto con los demás, con el operador intersección.

Cada criterio aparece inicializado en un valor global que permite mostrar todos los Activos. Lo que significa que de no escoger un criterio se obtiene como resultado del subgrupo el mismo conjunto de todos los Activos.

AM mantiene activo cualquier subgrupo en cada módulo, hasta que el usuario lo modifique o restablezca los valores estándar.

El programa permite entonces hacer selección de un grupo de Activos de acuerdo con los criterios seleccionados en la siguiente ventana:

Imagen 3.10: Subgrupo Activos

Los campos de datos que constituyen los criterios de selección en la Ventana Subgrupo son los siguientes:

FICHA TÉCNICA

Activo Fijo: Esta opción permite hacer búsqueda de un Activo/Equipo por: Número de Inventario o Código Contable.

Activo Padre: Esta opción hace una búsqueda del conjunto de Activos que son hijos o son parte del despiece del código del Activo/Equipo digitado en este campo. Es posible hacer uso de comodines %.

Alias: Permite seleccionar un Activo/Equipo por el Alias previamente definido en la ficha técnica.

Car. Técnica: Permite seleccionar los Activos/Equipos de acuerdo con una determinada Característica Técnica. Esta opción también permite el uso de comodines (%) cuando se desactiva por medio de un clic el candado  que está al lado del campo, el cual permite escribir  y funciona igual que en los casos anteriores.

Car.Técnicas (Valor Nominal): Selecciona los Activos cuyo valor se encuentra definido como valor norminal en sus características técnicas.

Centro de Costo: Permite la selección de los Activos/ Equipos de acuerdo con el Centro de Costo asignado al Activo/Equipo. Esta opción también permite el uso de comodines (%) cuando por medio de un clic se desactiva el candado  que está al lado del campo, el cual permite escribir , siendo posible seleccionar los Activos pertenecientes a Centros de Costo que tengan parte del nombre igual. Por ejemplo: **Sistema%** seleccionará todos los Activos/Equipos en cuyo Centro de Costo tengan la palabra Sistema, independiente de si se está hablando del Sistema de Agua, de Vapor o de Energía.

Clase: Permite la selección de los Activos/Equipos según las diferentes clases en que puede ser clasificado un Activo, de acuerdo con el siguiente listado:

- Clave o crítico
- Detiene el proceso
- Fácil reemplazo
- No afecta el proceso
- Poco uso
- Ninguno
- Clase I: Bajo Riesgo
- Clase IIa: Riesgo Moderado
- Clase IIb: Alto Riesgo
- Clase III: Muy Alto Riesgo
- Crítico Ambiental

Código: Esta selección agrupa los Activos/Equipos relacionados, por su código. Por ejemplo si se escribe **3201%**, se seleccionan todos los Equipos cuyo código inicia por 3201. El porcentaje es un carácter comodín que significa “**todos**”.

Código de Barras Interno: Permite seleccionar el Activo/Equipo que se encuentre asociado al Código de Barras Interno que se ingresó al crear su ficha técnica.

Código de Barras Proveedor: Permite seleccionar el Activo/Equipo que se encuentre asociado al Código de Barras del Proveedor que se ingresó al crear el Activo/ Equipo.

Confiabilidad Subjetiva: Agrupa los Activos/Equipos que cumplan con el grado de confiabilidad que se indique en los dos campos que tiene esta opción de subgrupo:

El primer campo despliega las siguientes opciones:

=: Realiza la búsqueda a los Activos/Equipos que tengan una confiabilidad subjetiva igual al valor indicado en el segundo campo.

>: Realiza la búsqueda a los Activos/Equipos que tengan una confiabilidad subjetiva mayor al valor indicado en el segundo campo.

<: Realiza la búsqueda a los Activos/Equipos que tengan una confiabilidad subjetiva menor al valor indicado en el segundo campo.

El segundo campo se usa para ingresar el valor correspondiente a la confiabilidad subjetiva indicada por el técnico ejecutor.

Contador: Permite seleccionar los Activos/Equipos de acuerdo con un determinado Contador. Esta opción también permite el uso de comodines y funciona igual que en los casos anteriores.

Criticidad del Activo: Selecciona los Activos que tienen asociada la criticidad que se escoja de las opciones disponibles.

Descripción: Selecciona los Activos/Equipos según criterios que se fundamenten en su descripción. Ejemplo: %Motor% selecciona todos los Activos/Equipos en cuya descripción, en cualquier posición, tengan la palabra "Motor".

Encargado: Permite seleccionar los Activos/Equipos de acuerdo con un determinado Encargado. Esta opción también permite el uso de comodines y funciona igual que en los casos anteriores.

Estado: Permite la selección de los Activos/Equipos de acuerdo al Estado de Activo o Inactivo. Tal estado es importante para la generación de OT automáticas en los Programas de Mantenimiento.

Fabricante: Permite seleccionar los Activos/Equipos de acuerdo con un determinado Fabricante. Esta opción también permite el uso de comodines y funciona igual que en los casos anteriores.

Indicadores: Permite seleccionar los Activos/Equipos de acuerdo con su clasificación o contenido específico, es decir, filtra equipos que sean solo raíz, o ubicación física, componente intercambiable, alerta tecnovigilancia, hasta aquellos que tienen definidas características técnicas, biomédicas y contenido de multimedia.

Marca: Esta opción permite realizar un filtro de los Activos/Equipos que tengan asignada la Marca que se especifica en este campo.

Modelo: Permite realizar un Subgrupo de Activos/ Equipos que tengan asignado el Modelo que se especifica en este campo.

Proveedor: Permite seleccionar los Activos/Equipos según un determinado Proveedor. Esta opción también permite el uso de comodines y funciona igual que en los casos anteriores.

Referencia Externa (Proveedor): Permite seleccionar los Activos/Equipos según la referencia definida en su ficha técnica. Esta opción también permite el uso de comodines y funciona igual que en los casos anteriores.

Riesgo: Filtra aquellos grupos de Activos que tengan definido riesgos en su ficha técnica, se permite el uso de comodines (%).

Serial: Esta alternativa permite seleccionar un Activo/Equipo de acuerdo con su número Serial.

Tipo: Selecciona los Activos/Equipos que se encuentran asociados al tipo ingresado definido en su ficha técnica.

Ubicación Física: Permite la selección de los Activos/Equipos de acuerdo con las diferentes Ubicaciones Físicas definidas en la infraestructura. En este campo también es posible usar comodines (%), siendo posible seleccionar los registros pertenecientes a Ubicaciones Físicas que tengan parte del nombre similar. Inicialmente se despliega un listado indicado por el icono de candado que se encuentra al lado del campo , a través de un clic se desactiva permitiendo ingresar los valores manualmente. Por ejemplo: CAVA% selecciona todos los Activos/Equipos cuya Ubicación Física inicia por la palabra CAVA, independientemente de si se está hablando de la Cava de Fermentación, Maduración o Contrapresión.

Clasificación por Uso: Para las compañías biomédicas permite hacer filtros por clasificación del Activo según su uso. Los grupos son: Diagnóstico, Tratamiento y Mantenimiento de la vida, Rehabilitación, Prevención, Análisis de Laboratorio y Equipo Industrial de Apoyo Hospitalario.

Clasificación por Grupo: Filtra los Activos/Equipos según el grupo que se les haya asignado en su ficha técnica. los grupos son: Apoyo Administrativo, Apoyo Operacional, Infraestructura y Grupo X.

Clasificación por Riesgo: Para las compañías biomédicas permite buscar por clasificación del Activo según su el riesgo asociado. Las opciones disponibles son: Clase I - Bajo Riesgo, Clase IIA - Riesgo Moderado, Clase IIB - Alto Riesgo, Clase III - Muy Alto Riesgo y Crítico Ambiental.

VIDA ÚTIL

FF Adquisición: Permite seleccionar los Activos/Equipos según la fecha de adquisición diligenciada en la porción de Vida Útil.

Número de Contrato: Filtra los Activos/Equipos que tengan asociado un contrato.

FF Dado de Baja: Este campo habilita dos campos con el fin de ingresar un rango de fechas. El primer campo **Desde** que indica la fecha inferior y **Hasta** que indica la fecha superior del rango de interés a analizar.

FF Fin Garantía: Permite la selección de Activos/ Equipos de acuerdo con la Fecha de Vencimiento de la Garantía en un rango determinado de tiempo.

Switch Contrato: Filtra aquellos registros de Activos/Equipos que estén sin contrato, o que se encuentren asociados a un contrato. Este campo sólo es de selección.

FF de Registro: Busca los Activos que cumplan con el rango de fechas que se defina. Este campo habilita el campo **Desde** que indica la fecha inferior y **Hasta** que indica la fecha superior del rango de interés a analizar.

Número de Póliza: Filtra los Activos/Equipos que tengan asociado una póliza.

Switch con Póliza: Filtra aquellos registros de Activos/Equipos que estén o no asociados a una póliza. Este campo sólo es de selección.

FF de Ingreso Inventario: Busca los Activos que cumplan con el rango de fechas que se defina. Este campo habilita el campo **Desde** que indica la fecha inferior y **Hasta** que indica la fecha superior del rango de interés a analizar.

METROLOGÍA

Magnitud: Para las compañías biomédicas filtra los registros que tengan asociada una magnitud.

INFORMACIÓN BIOMÉDICA

Indicativo del Registro: Para las compañías biomédicas permite filtrar los Activos/Equipos que tengan asociado el Permiso de Comercialización o Registro Sanitario Invima. Este campo es de selección.

Número: Para las compañías biomédicas permite filtrar los Activos/Equipos que tengan asociado el número bien sea referente a un Permiso de Comercialización o Registro Sanitario Invima. Este campo es de selección.

Nota: Es importante tener en cuenta que cuando se están realizando los Subgrupos se pueden utilizar uno o varios de los criterios anteriores simultáneamente. Además es posible hacer unión de selecciones. Esto significa que inmediatamente después de haber realizado una selección, es posible hacer otra y unir el resultado de las dos. Para ello, tras definir los criterios de la segunda selección se da un clic al botón

MAS + en lugar de darlo al botón **ACEPTAR ✓**.

Cambiar a TreeGrid

Es la función que facilita visualizar en vista de árbol un conjunto de Activos de acuerdo al filtro o subgrupo o bien todo el conjunto de Activos. Es bastante útil además, para visualizar detalladamente el despiece o descomponentización de un Activo.

Para acceder a esta función se debe dar clic en el ícono  ubicado en la parte superior derecha de la ventana Visor de Activos, la vista se visualiza de la siguiente forma:

Imagen 3.11: Activos - Vista de Árbol

En la gráfica anterior, ventana Árbol de Activos, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos. A continuación se describen los campos que componen esta ventana:

En esta columna aparece el listado de todos los Activos/Equipos agrupados por su respectivo código y descripción de Ubicación Física. Al lado izquierdo de cada código visualiza un signo Más \oplus o un signo Menos \ominus , que permiten visualizar u ocultar respectivamente, el despiece del Activo/Equipo.

El significado de cada color lo indica el ícono de indicadores  ubicado en la parte superior derecha de la ventana, como se muestra a continuación:

Imagen 3.12: Activos - Indicadores Vista Árbol

Nota: Para volver nuevamente a la vista Visor de Activos, se debe dar un clic nuevamente al ícono de TreeGrid .